パナソニック顔認証付きカードリーダー

簡易操作マニュアル

2022.4 ver. 1.2

パナソニック コネクト株式会社



基本操作方法:各種名称

- 1. 無人運転モード
 - 1-1. 初回登録
 - 1-2. 高額療養費制度
- 2. PIN認証固定モード
- 3. 目視確認モード

基本操作方法:各種名称

顔認証カメラ Panasonic 病院 マイナンバーカードを 置いてください **Panasonic** XC-STFR2J-MN

タッチパネル付きディスプレイ

カード置台

1. 無人運転モード(認証方法選択)

① マイナンバーカードを挿入



カードが自動で検出され、表示 画面が認証方法選択画面に遷 移します

② 本人認証方法を選択



本人認証方法は2種類あり

- ① 暗証番号(PINコード)
- ② 顔認証

いずれを選択します。



中止する

認証選択を中止して待機画面に戻る場合

暗証番号で

暗証番号(PINコード)で本人認証する場合

顔で

顔認証で本人認証する場合


③ 本人認証をおこなう

暗証番号の場合



4桁の暗証番号※を 入力します

顔認証の場合



カメラで顔を撮影しますので、 枠内に顔を入れます。


注) 番号位置は入れ替わります

※利用者証明書電子証明書パスワード(数字4桁)

1. 無人運転モード (認証完了)

④ 各種同意画面を選択する

⑤ 認証完了を確認する





※1 マイナンバーと健康保険証 との紐付けが未登録の場合、 初回登録画面に自動移行 (1-1 参照)



お名前が正しく表示されていれば認証は完了です。

※2 高額療養費制度を利用する場合は、ボタンを押下 (1-2 参照)

医療機関によって表示される画面は異なります


健康保険証との紐付け登録(初回登録)

マイナンバーカードと健康保険証との紐付けが未登録の場合、初回登録画面が表示されます










登録同意画面

登録完了画面

※登録に時間がかかる場合がございます

高額療養費制度を利用される場合

高額療養費制度を希望される方は、限度額情報や特定疾病受領証等の提供の意思確認をおこないます



2. PIN認証固定モード

① マイナンバーカードを挿入




カードが自動で検出され、 暗証番号入力画面に遷移 します

② 暗証番号を入力



③ 各種同意画面を選択する



注) 医療機関によって表示 される画面が異なります



認証完了を確認する

※2 高額療養費制度を利用する場合は、 ボタンを押下 (1-2 参照)

3. 目視確認モード

① マイナンバーカードを挿入



医療事務員による 目視確認を実施

目視確認

③ 各種同意画面を選択する

過去の情報を 利用いたします



この情報はあなたの診察や健康管理のために使用します。

同意しない・40歳未満

注)医療機関によって表示される画面が異なります

④ 認証完了を確認する



※2 高額療養費制度を利用する場合は、 ボタンを押下 (1-2 参照)

カードが自動で検出され、同意画面に遷移します

更新履歴

Date	Ver.	Update
2021.8.24	初版	
2021.9.10	1.1	1-1 初回登録画面 登録完了後の遷移を修正
2022.4.1	1.2	社名変更